

# CCS

Care Communication System



Clinic | Care | Homecare | Assist



## Eine neue Sicherheit in der Pflege zuhause

Ein pflegebedürftiger Mensch im Haus verändert den Alltag. Oft werden Angehörige von ständiger Sorge begleitet, weil sie nicht wissen, ob es ihren Lieben gerade gut geht. Das CCS – Care Communication System von Burmeier gibt allen Beteiligten Sicherheit und Gelassenheit zurück. Es stellt jederzeit einen Kontakt zwischen Bewohnern und Angehörigen her. Und es entlastet die Pflegenden durch Status-Informationen der Sensorik im Bett – etwa des Out-of Bed-Systems. Diese Vernetzung wird in Zukunft immer weiter entwickelt.

Ein Modul am Bett sendet nach nur einem Knopfdruck des Bewohners eine Bitte um Rückruf. Der Pflegende erhält die Nachricht auf seinem Smartphone und kann über das Modul mit dem Bewohner in Kontakt treten.

Für den medizinischen Fachhandel ist das CCS ein attraktives Angebot zum Verkauf oder zur Vermietung an Privatkunden, zumal im Starter-Paket auch ein kostenloses Unterbettlicht mit eingeschlossen ist. Das System wird gemeinsam mit einem Burmeier-Pflegebett ausgeliefert. So gewinnt das Sanitätshaus einen Zugang zum Zukunftsmarkt des „Ambient Assisted Living“.

# CCS – die 3 Säulen der Kommunikation



## Care Communication Modul

- versendet Rückrufbitten des Bewohners
- übermittelt Status-Informationen des Out-of-Bed-Systems
- dient als Freisprechanlage

## App

- benachrichtigt Pflegende auf dem Smartphone
- Rückruf per Tastendruck

## Portal

- Nutzer, Pflegeverantwortliche und Sozialkontakte verwalten
- individuelle Einstellungen zum Ablauf der Informationskette



## Das Care Communication Modul (CCM)



Stabile Kommunikations-Box, am Pflegebett befestigt



Mit der roten Taste benachrichtigt der Bewohner den Pflegeverantwortlichen



Die grüne Taste fordert soziale Kontakte zum Rückruf auf



Verbindung mit dem Out-of-Bed-System des Bettes möglich – CCM meldet das Verlassen und die Rückkehr des Bewohners ins Bett



Standard-SIM-Karte, einfache Mobilfunk- und Datenverbindung werden benötigt, kein Eingriff in die häusliche Infrastruktur




## Die App



Nach Tastendruck des Bewohners am CCM meldet sich die App auf dem Smartphone des Adressaten mit einem Signal und einer Botschaft



Adressat hat 3 Optionen: per Tastendruck sofort einen Rückruf starten, den Rückruf aufschieben oder die Anfrage an den nächsten Adressaten der Informationskette weiterleiten



## Das Portal



Das Portal ist die Benutzeroberfläche des CCS im Internet



Nutzer erhalten vom Sanitätshaus ihre Zugangsdaten und können das System nach ihren Wünschen konfigurieren



Persönliche Daten sind durch Verschlüsselung mit HTTPS sicher geschützt