

Wie sitzt der Kunde angenehm im Rollstuhl?

Dauerhaftes Sitzen belastet den Körper so stark, dass sich schnell gefährliche Druckgeschwüre entwickeln können. Je nach Gefährdungsgrad des Kunden werden bequeme Sitzkissen aus Schaumstoff oder hochwertige Sitzkissen aus Gel, Luftkammern oder anderen Materialien eingesetzt.

Mit einem individuell ausgesuchten Sitzkissen kann der Kunde außerdem stabiler, sicherer und schmerzärmer im Rollstuhl sitzen. **Oft können dadurch Folgeschäden vermieden werden.**

Ihr Frühwald Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.



Unsere Filialen und Kontaktadressen

Zentrale

1010 Wien, Börseplatz 7
Tel.: 01/533 21 00, Fax: DW 16
office@fruehwald.net

Werkstätten- und Kundenzentrum

1220 Wien, Rudolf Hausner-Gasse 11
Tel.: 01/533 25 15, Fax: DW 316
service@fruehwald.net

2 Filialen im AKH

1090 Wien, direkt im AKH auf Ebene 5
Tel.: 01/40 400 DW 10040 od. 95510,
Fax: 01/40 50 962
akh@fruehwald.net

Filiale Pinkafeld

7423 Pinkafeld, Bruckgasse 9
Tel.: 03357/42 527, Fax: 03357/42 570
pinkafeld@fruehwald.net

www.fruehwald.net



Sitzkissen

Entspannung durch RICHTIGES SITZEN



www.fruehwald.net

ROHO® High Profile san16992

Das 10 cm ROHO HIGH PROFILE Sitzkissen gewährt durch seine große Eintauchtiefe optimalen Schutz gegen Druckstellen. Die einzelnen Noppen des Kissens sind miteinander verbunden und passen sich individuell an die unterschiedlichen Körpergegebenheiten an. Durch die einzelnen Noppen entsteht eine gebrochene Oberfläche, welche die Scherkräfte auf die Haut minimiert.



VISCOSIT mit 3D air Bezug san50171

Antidekubitus-Schaumstoffsitzkissen mit einer Synergie aus visco-elastischem Schaumstoff und Schaumstofffeder-Technik. Das Rollstuhl-Sitzkissen für den ambitionierten Rollstuhlfahrer mit den entscheidenden Produktvorteilen. Serienmäßig mit hochwertigem 3D air-Sitzkissenbezug.




Gelkissen light san21829

Gewichtsreduziertes Silikon – Gelkissen mit Schaumstofflage, besonders für aktive Rollstuhlfahrer. Bietet bei weit geringerem Gewicht die gleichen Vorzüge wie die dünneren jedoch viel schwereren Voll-Silikon-Gel-Kissen. Der schwarze Bezug ist oberseitig gegen Inkontinenz geschichtet.



Gelkissen mit Öffnung san9613

Kombination Gel mit Schaumstoffunterlage, mit zweiseitigem Schutzbezug: Oberseite/Pharmatex, Unterseite/Antirutschbeschichtung, Mittelteil herausnehmbar, somit bestens für Toilettenstühle geeignet.



Keilkissen san 36041

Die Wirbelsäule und das Becken werden aufgerichtet und die Bandscheiben entlastet. Die verbesserte Blutzirkulation wirkt sich wohltuend auf die Beine aus. Ein Keilkissen sollte bei keinem fehlen, der eine sitzende Tätigkeit ausübt.



Antirutsch-System Gleitmatte san 44227

Rollstuhlbenutzer neigen manchmal dazu, ihren Körper und das Becken vorwärts rutschen zu lassen. Stoppliss ist eine neue Problemlösung für mehr Sicherheit.

