

Finden Sie Ihre Lösung für den richtigen Liegekomfort

Pflege und medizinische Maßnahmen setzen bei der Verhütung und Therapie von Dekubitus an diesen drei Punkten.

- Auflagedruck und dessen Zeitdauer
- Gesamtdurchblutung
- Hautbeschaffenheit

Ein Druckgeschwür ist immer eine Folgeerscheinung von Grunderkrankungen. Es gibt vier verschiedene Dekubitusgrade.

In vielen Fällen kann ein Dekubitus durch frühzeitige Erkennung und der entsprechenden Verhütung vermieden werden.

Ihr Frühwald Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.



Unsere Filialen und Kontaktadressen

Zentrale

1010 Wien, Börseplatz 7
Tel.: 01/533 21 00, Fax: DW 16
office@fruehwald.net

Werkstätten- und Kundenzentrum

1220 Wien, Rudolf Hausner-Gasse 11
Tel.: 01/533 25 15, Fax: DW 316
service@fruehwald.net

2 Filialen im AKH

1090 Wien, direkt im AKH auf Ebene 5
Tel.: 01/40 400 DW 1004 od. 9551,
Fax: 01/40 50 962
akh@fruehwald.net

Filiale Pinkafeld

7423 Pinkafeld, Bruckgasse 9
Tel.: 03357/42 527, Fax: 03357/42 570
pinkafeld@fruehwald.net

www.fruehwald.net



Matratzen

Anti-Dekubitus – RICHTIG LIEGEN



www.fruehwald.net

Latex Matratze

Elastisches Doppeltuch in attraktiver Optik mit Glanzpunktelemente. Glatt verarbeitet.




Abnehmbar, teilbar und waschbar bis 60° C. Kern: Der 12 cm hohe 3-Zonen Stiftdatexkern sorgt für eine angenehme Entlastung der Wirbelsäule, während die hohe Punktelastizität einen herrlichen Liegekomfort bieten.

Abmessungen: 12x90x200 cm (HxBxL)

Patientengewicht: 120 kg

Schaumstoffmatratze mit Inkobezug

Prophylaxe Schaumstoffmatratze mit Inkobezug, die wirtschaftliche Alternative zur Dekubitusprohylaxe. Die Matratze erfüllt alle grundlegenden Anforderungen, auch bei Maximalbelastung. Durch die Längsschnitte werden die Scherkräfte minimiert.



Abmessungen: 12x90x200 (HxBxL)

Patientengewicht: 40 bis 135 kg

Vorteile:

- Komfortable Matratze für Pflegebetten
- Zur Dekubitusprophylaxe geeignet
- Durchgehender, hochelastischer Polyurethan-Kaltschaum
- Inkl. Polyester-Trikot-Unterbezug mit Reißverschluss

Lux Duo Matratze inkl. PU-Bezug

Passive beidseitige Antidekubitusmatratze für **Grad II**. Diese Matratze wurde für Kunden mit einem niedrigen Risiko von Dekubitusbildung entwickelt. Der Matratzenkern ist in Standardausführung 14 cm hoch. Die Liegefläche ist durch den Längs und Querschnitt auf 3 anatomischen Zonen aufgeteilt die eine optimale Gewichtsverteilung garantieren.



Abmessung: 14x90x200 cm (HxBxL)

Patientengewicht: 125 kg

Wechseldrucksystem AKS-decubitflow-2000

Großzelliges Wechseldruck-Auflagesystem der AKS-Premiumklasse ist für **Deku Grad II** geeignet. Dieses Matratzen-System ist ausgestattet mit der Drucksensortechnologie und ermöglicht die Lagerung von Pflegebedürftigen mit 40 bis 120 kg Körpergewicht. PU-Zellen mit flow air®-Belüftung und ein bielastischer Schutzbezug sorgen für optimalen Patientenkomfort. Das Aggregat ist geräuscharm für den maximalen Schlafkomfort. Die Zyklusdauer beträgt 12 Minuten.




Abmessungen: 13x90x200 cm (HxBxL)

Patientengewicht: 40 bis 120 kg

Lux Visco Matratze

Passive, einseitige Antidekubitusmatratze für **Grad II-III**. Diese Matratze wurde für Patienten mit einem mittleren Risiko von Dekubitusbildung entwickelt. Der Matratzenkern ist in Standardausführung 14 cm hoch. Die Matratzenbasis besteht aus PUR-Kaltschaum, die Liegefläche aus thermoreaktivem Visco-Schaum. Die Verteilung der Liegefläche auf 3 Zonen und ein spezieller Längs- und Querschnitt des Kerns sorgen für eine optimale Gewichtsverteilung des Kunden.



Abmessungen: 14x90x200 (HxBxL)

Patientengewicht: 125 kg

Softform Premier Matratze

Invacare® Softform® Premier für **Grad III**. Die Softform Premier Matratze erfüllt dank langjähriger Erfahrung von Invacare® im Bereich der Herstellung und dem klinischen Einsatz von Anti-Dekubitus Matratzen alle Anforderungen, die an die moderne Pflege gestellt werden und ist hervorragend geeignet für Patienten mit hohem Dekubitusrisiko. Die verschweißten Nähte und der über die Länge verdeckten Reißverschluss der bielastischen Polyurethan-Matratzenvollbezugs verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten.



Abmessungen: 15x90x200 (HxBxL)

Patientengewicht: 247 kg